


Pe Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Mouse Cd152/Ctla-4 Para Citometria De Fluxo - P09793

Número do item: CM0012289



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com PE contra CTLA-4 de camundongo (CD152).
Desenhado para citometria de fluxo, permitindo a análise deste receptor inibitório de células T em tecidos linfoides e estudos de pontos de verificação imune.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PE Coelho anti-Mouse CD152/CTLA-4 mAb
Observações/Apelido	Ctla4, Cd152, CTLA4
Espécie	Camundongo
ID do Gene (Humano)	1493
ID do Gene	12477
Imunogénio	Proteína recombinante correspondente aos aminoácidos 36-161 do CD152 de camundongo (NP_033973.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P09793
Peso da Proteína	24kDa
Envio	Saco de gelo