

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cd155/Pvr De Camundongo Conjugado Com Pe Para Citometria De Fluxo - Q91Wp1

Número do item: CM0010746

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com PE contra CD155/Pvr de camundongo (PVS, Taa1, necl-5). Validado para citometria de fluxo sem reagente secundário. Reconhece o receptor nativo. Peso molecular de aproximadamente 45 kDa. Apresenta reação cruzada com camundongo. Ideal para imunofenotipagem e estudos de câncer.

[Saiba mais](#)

Especificação	Valor
Nome do produto	mAb de coelho anti-CD155/Pvr de camundongo conjugado com PE
Observações/alias	PVS; mE4; HVED; Taa1; CD155; Tage4; necl-5; D7Ert458e; 3830421F03Rik
Espécie	Camundongo
GenelD (humano)	5817
GenelD	52118
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 29-348 de CD155/Pvr de camundongo (NP_612564.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade cruzada	Camundongo
SWISS	Q91WP1
Peso da proteína	45 kDa
Envio	Bolsa de gelo