

Anticorpo Monoclonal Pe Coelho Anti-Camundongo Cd161C/Nk1.1 Para Cf - P27814

Número do item: CM0010244

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado a PE direcionado ao CD161c/NK1.1 de camundongo (clone NKR-P1C). Validado para citometria de fluxo, detecta células NK de camundongo. Ideal para pesquisa em imunologia e câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	AcM PE Coelho anti-Camundongo CD161c/NK1.1
Observações/Apelido	Nk1; Ly59; Nk-1; CD161; Ly-59; Ly55c; NK1.1; NKR-P1; Nk1.2; Klr-b1b; NK-RP1; Nk-1.2; Nkrp1b; Nkrp1c; ly-55c; NKR-P140; NKR-P1.9
Espécie	Camundongo
ID do Gene (Humano)	3820
ID do Gene	17059
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 67-223 do CD161/NK1.1 de camundongo (NP_001153376.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	CF
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P27814
Peso Molecular da Proteína	25kDa
Envio	Em saco de gelo