

Anticorpo Monoclonal Pe Coelho Anti-Camundongo Cd162/Psgl-1 Para Fc - Q3Ta56

Número do item: CM0012568

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado a PE contra CD162/PSGL-1 de camundongo, validado para citometria de fluxo. Específico para camundongo, com imunógeno de proteína recombinante abrangendo os aminoácidos 18-320. Adequado para pesquisa em imunologia e inflamação.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal PE Coelho anti-Camundongo CD162/PSGL-1
Observações/Apelido	CD162; Psgl1; Selp1; Selp1; Psgl-1
Espécie	Camundongo
GeneID (Humano)	6404
GeneID	20345
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 18-320 do CD162/PSGL-1 de camundongo (NP_033177.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC (Citometria de Fluxo)
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	Q3TA56
Peso Molecular da Proteína	44kDa
Envio	Em saco de gelo