

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cd163 De Camundongo Conjugado Com Pe Para Citometria De Fluxo - Q2Vlh6

Número do item: CM0011744

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra CD163 de camundongo (M130), conjugado com PE e adequado para citometria de fluxo (FC). Tem como alvo a proteína M130 do tipo 1 rica em cisteína do receptor scavenger, envolvida na depuração da hemoglobina e nas respostas anti-inflamatórias.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	Anticorpo monoclonal de coelho anti-CD163 de camundongo conjugado com PE
Observações/Alias	CD163v2; CD163v3; M130
Espécie	Camundongo
ID do gene (humano)	9332
ID do gene (camundongo)	93671
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 39-260 de CD163 de camundongo (NP_444324.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade cruzada	Camundongo
SWISS	Q2VLH6
Peso da proteína	121 kDa/125 kDa
Transporte	Bolsa de gelo