

Mab Pe De Coelho Anti-Cd19 De Camundongo Para Fc - P25918

Número do item: CM0008034

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-CD19 de camundongo conjugado com PE, validado para citometria de fluxo (FC). Correcetor marcador de células B; ideal para o desenvolvimento de imunoensaios e pesquisa de células B. Reage com camundongo. - P25918

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	mAb PE de coelho anti-CD19 de camundongo
Espécie	Camundongo
ID do gene (humano)	930
ID do gene	12478
Imunógeno	Proteína recombinante de CD19 de camundongo.
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade cruzada	Camundongo
SWISS	P25918
Peso da proteína	60 kDa
Envio	Bolsa de gelo