


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Mouse Cd1D Conjugado Com Pe Para Citometria De Fluxo - P11609 / P11610

Número do item: CM0010023



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com PE que visa o CD1d de camundongo (P11609/P11610), validado para citometria de fluxo para estudar a apresentação de antígenos lipídicos e a biologia das células NKT em pesquisas de imunologia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PE Coelho anti-Mouse CD1d mAb
Observações/Apelido	Cd1a; Cd1d; CD1.1; Ly-38
Espécie	Camundongo
GeneID (Humano)	912
GeneID (Camundongo)	12479/12480
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 22-305 do CD1d de camundongo (NP_031665.2/NP_031666.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P11609/P11610
Peso da Proteína	39kDa/38kDa
Envio	Saco com gelo