

Anticorpo Monoclonal Pe Coelho Anti-Camundongo Cd200/Ox2 Para Fc - O54901

Número do item: CM0004288

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-camundongo CD200/OX2 conjugado com PE, validado para citometria de fluxo. Detecta a glicoproteína de membrana OX-2 envolvida na coestimulação de células T e na regulação de células mieloides. Ideal para pesquisa em imunologia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal PE Coelho anti-Camundongo CD200/OX2
Observações/Apelido	OX2; Mox2
Espécie	Camundongo
ID do Gene (Humano)	4345
ID do Gene	17470
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 31-232 do CD200/OX2 de camundongo (NP_034948.3).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC (Citometria de Fluxo)
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	O54901
Peso Molecular da Proteína	31kDa
Transporte	Em saco de gelo