


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Mouse Cd204 Conjugado Com Pe Para Fc - P30204

Número do item: CM0005748



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com PE contra CD204 de camundongo (Receptor de limpeza de macrófago tipos I/II). Validado para citometria de fluxo (FC), adequado para estudar imunidade inata, aterosclerose e função de macrófagos. UniProt P30204.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PE Coelho anti-Mouse CD204 mAb
Observações/Apelido	MSR; SR-A; Scvr; MRS-A; MSR-A; SR-AI; SR-AII; Scara1
Espécie	Camundongo
GeneID (humano)	4481
GeneID	20288
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 350-458 do CD204 de camundongo (NP_001106797.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P30204
Peso Proteico	50kDa
Envio	Saco de gelo