


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Mouse Cd206/Mmr Conjugado Com Pe - Q61830

Número do item: CM0005139



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com PE contra o receptor 1 de manose de macrófagos de camundongo (CD206/MMR), validado para citometria de fluxo (superfície e intracelular) em amostras de camundongo. Ideal para pesquisas em imunologia e doenças infecciosas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PE Coelho anti-Mouse CD206/MMR mAb
Observações/Apelido	MR; CD206
Espécie	Camundongo
GeneID (humano)	4360
GeneID	17533
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 20-154 do CD206/MMR de camundongo (NP_032651.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC (intra), FC
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	Q61830
Peso da Proteína	165 kDa
Envio	Saco de gelo