

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Mouse Cd23 Conjugado Com Pe Para Fc - P20693

Número do item: CM0012312

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com PE contra o CD23 de camundongo (Fcer2), desenhado para citometria de fluxo. Reagente confiável para o estudo das funções de células B e macrófagos mediadas pelo receptor de IgE. Monoclonal, específico da espécie.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PE Coelho anti-Mouse CD23 mAb
Observações/Apelido	CD23; Fce2; Fcer2; Ly-42
Espécie	Camundongo
GeneID (humano)	2208
GeneID	14128
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 50-331 do CD23 de camundongo (NP_038545.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P20693
Peso da Proteína	38kDa
Envio	Saco de gelo