

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cd235A/Glicoforina A De Rato Conjugado A Pe Para Fc - P14220

Número do item: CM0009015

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado a PE contra CD235a (Glicoforina A) de rato, validado para citometria de fluxo. Uma proteína principal da membrana eritrocitária crucial para a estabilidade da membrana e antígenos do grupo sanguíneo MN. SWISS: P14220.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo monoclonal de coelho anti-CD235a/Glicoforina A de rato conjugado a PE
Observações/Apêndice	GPA; CD235a
Espécie	Rato
GeneID (Humano)	2993
GeneID	14934
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-108 do CD235a de rato (NP_034499.3).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Rato
SWISS	P14220
Peso Proteico	18 kDa
Envio	Saco de gelo