

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cd24 De Camundongo Conjugado Com Pe Para Citometria De Fluxo - P24807

Número do item: CM0008288

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com PE, direcionado ao CD24 de camundongo (HSA, Ly-52, nectadrina), validado para citometria de fluxo. Adequado para imunofenotipagem e estudos de diferenciação celular em células linfoides, mieloides e eritroides de camundongo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	mAb de coelho anti-CD24 de camundongo conjugado com PE
Observações/alias	HSA; Cd24; Ly-52; nectadrina
Espécie	Camundongo
GeneID (humano)	100133941
GeneID	12484
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 27-53 do CD24 de camundongo (NP_033976.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade cruzada	Camundongo
SWISS	P24807
Peso da proteína	8 kDa
Envio	Bolsa de gelo