

Anticorpo Monoclonal Pe Coelho Anti-Camundongo Cd25 Para Fc - P01590

Número do item: CM0008492

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado a PE direcionado ao CD25 de camundongo (IL-2R α , p55), adequado para aplicações de citometria de fluxo no estudo de células T reguladoras e mecanismos de tolerância imune. Este anticorpo é específico para a cadeia alfa do receptor de IL-2 de camundongo e é ideal para identificação de Tregs e ensaios funcionais.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal PE Coelho anti-Camundongo CD25
Observações/Apelido	CD25; Il2r; Ly-43
Espécie	Camundongo
GeneID (Humano)	3559
GeneID	16184
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 22-236 do CD25 de camundongo (NP_032393.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC (Citometria de Fluxo)
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P01590
Peso Proteico	30kDa
Envio	Em saco de gelo