

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cd267/Taci De Camundongo Conjugado Com Pe Para Citometria De Fluxo - Q9Et35

Número do item: CM0009800

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com PE direcionado contra CD267/TACI (Tnfrsf13b) de camundongo para aplicações de citometria de fluxo. Detecta um receptor de 27 kDa que medeia a estimulação de células B e T. Específico para camundongo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	mAb de coelho anti-CD267/TACI de camundongo conjugado com PE
Observações/Alcunha	Taci, 1200009E08Rik
Espécie	Camundongo
GeneID (humano)	23495
GeneID (camundongo)	57916
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo os aminoácidos 5-129 de CD267/TACI de camundongo (NP_067324.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	FC (citometria de fluxo)
Reatividade cruzada	Camundongo
SWISS	Q9ET35
Peso da proteína	27 kDa
Envio	Bolsa de gelo