

Anticorpo Monoclonal Pe Coelho Anti-Camundongo Cd268/Baff-R Para Citometria De Fluxo - Q9D8D0

Número do item: CM0008084

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado a PE direcionado ao CD268/BAFF-R de camundongo (receptor do fator ativador de células B/defeito de maturação de células B). Validado para citometria de fluxo, adequado para estudos de sinalização do receptor de células B e sobrevivência de células B maduras.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb PE Coelho anti-Camundongo CD268/BAFF-R
Observações/Apelido	Bcmd; Baffr; Bcmd1; BAFF-R; Bcmd-1; Lvis22; 2010006P15Rik
Espécie	Camundongo
GeneID (Humano)	115650
GeneID	72049
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 10-71 do CD268/BAFF-R de camundongo (NP_082351.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	CF
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	Q9D8D0
Peso Proteico	19kDa
Remessa	Saco de gelo