

Anticorpo Monoclonal Pe Coelho Contra Cd272/Btla De Camundongo Para Fc - Q7Tsa3

Número do item: CM0009654



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com PE direcionado a CD272/BTLA de camundongo, validado para citometria de fluxo. Atenuador de linfócitos B e T envolvido na regulação imunológica. Ideal para aplicações de pesquisa imunológica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb PE Coelho anti-CD272/BTLA de Camundongo
Observações/Apelido	A630002H24
Espécie	Camundongo
GeneID (Humano)	151888
GeneID	208154
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 30-176 do CD272/BTLA de camundongo (NP_001032808.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	Q7TSA3
Peso da Proteína	22kDa/34kDa
Transporte	Bolsa de gelo