


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Mouse Cd274/Pd-L1 Conjugado Com Pe Para Citometria De Fluxo - Q9Ep73

Número do item: CM0011843



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com PE contra PD-L1 (CD274) de camundongo, direcionado ao domínio extracelular. Validado para citometria de fluxo em amostras de camundongo; adequado para pesquisa de pontos de verificação imunológica e imunologia de tumores.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PE Coelho anti-Mouse CD274/PD-L1 mAb
Observações/Apelido	B7h1, Pdl1, Pdcd1l1, Pdcd1lg1, A530045L16Rik
Espécie	Camundongo
GeneID (Humano)	29126
GeneID	60533
Imunógeno	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	Q9EP73
Peso da Proteína	32kDa
Envio	Saco com gelo