

Anticorpo Monoclonal De Coelho Pe Anti-Camundongo Cd28 Para Citometria De Fluxo - P31041

Número do item: CM0004635



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado a PE contra CD28 de camundongo, validado para citometria de fluxo. Ideal para estudar ativação de células T, coestimulação e homeostase imunológica. Reage com camundongo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de Coelho PE Anti-Camundongo CD28
Observações/Apelido	Cd28
Espécie	Camundongo
ID do Gene (Humano)	940
ID do Gene	12487
Imunógeno	Proteína recombinante; Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 20-149 do CD28 de camundongo (NP_031668.3).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	CF (Citometria de Fluxo)
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P31041
Peso Proteico	25kDa
Transporte	Em saco de gelo