

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cd301 (Mgl1/2) De Camundongo Conjugado Com Pe Para Citometria De Fluxo - P49300 / Q8Jzn1

Número do item: CM0012697

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com PE direcionado contra CD301 (MGL1/2) de camundongo para citometria de fluxo. Reconhece a lectina CLEC10A em macrófagos; auxilia em pesquisas sobre imunidade tumoral, inflamação do tecido adiposo e infecções.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	Anticorpo monoclonal de coelho anti-CD301 (MGL1/2) de camundongo conjugado com PE
Observações/Apelidos	Mgl; Mgl1; CD301a; M-ASGP-BP-1
Espécie	Camundongo
GeneID (Humano)	10462/54551
GeneID (Camundongo)	17312/216864
Imunógeno	Proteína recombinante (proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 57-304 de CD301a de camundongo (NP_034926.1))
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	Citometria de fluxo
Reatividade cruzada	Camundongo
SWISS	P49300/Q8JZN1
Envio	Embalagem de gelo