


Anticorpo Monoclonal Pe Coelho Anti-Mouse Cd304/Neuropilina-1 Para Fc - P97333

Número do item: CM0011390



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com PE direcionado ao CD304/Neuropilina-1 de camundongo, validado para aplicações em citometria de fluxo (FC). Adequado para investigações de neurogênese, angiogênese e pesquisa em biologia do desenvolvimento.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb PE Coelho anti-Mouse CD304/Neuropilina-1
Observações/Apelidos	Nrp; NP-1; Npn1; NPN-1; C530029I03
Espécie	Camundongo
GeneID (Humano)	8829
GeneID	18186
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 22-856 do CD304/Neuropilina-1 de camundongo (NP_032763.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P97333
Peso da Proteína	103kDa
Envio	Bolsa de gelo