

Pe Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Mouse Cd32 Para Fc - P08101

Número do item: CM0012583

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com PE contra CD32 de camundongo (FcγRIIB), validado para citometria de fluxo. Adequado para estudar a função do receptor de IgG em células linfoides e mieloides. Uniprot: P08101.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PE Rabbit anti-Mouse CD32 mAb
Observações/Apelido	CD32, Fcgr2, Fcr-2, Fcr-3, Ly-17, LyM-1, Lym-1, fcRII, FcgRII, Fcgr2a, Ly-m20, Fc[g]RII, F630109E10Rik
Espécie	Camundongo
ID do Gene (Humano)	2213
ID do Gene	14130
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 30-207 do CD32 de camundongo (NP_034317.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P08101
Peso da Proteína	31kDa/33kDa/36kDa
Envio	Saco com gelo