

Anticorpo Monoclonal De Coelho Pe Anti-Camundongo Cd34 Para Fc - Q64314

Número do item: CM0010280

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho marcado com PE contra CD34 de camundongo, validado para citometria de fluxo (FC). Adequado para estudar a adesão de células-tronco/progenitoras hematopoiéticas e hematopoiese precoce. Reage com CD34 de camundongo. UniProt: Q64314.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho PE Anti-Camundongo CD34
Observações/Apelido	CD34; Molécula CD34; GIG3; MORT1
Espécie	Camundongo
GeneID (Humano)	947
GeneID	12490
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 35-287 do CD34 de camundongo (NP_598415.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	Q64314
Peso Proteico	41kDa
Envio	Saco de Gelo