

Pe Coelho Anti-Mouse Cd35 Mab - Cd35

Número do item: CM0009516

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com PE que tem como alvo o CD35 (Cr1, C3DR) de camundongo para citometria de fluxo (FC). Reage com camundongo, peso molecular da proteína 113 kDa. Ideal para pesquisa em imunologia sobre receptores de complemento.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PE Coelho anti-Mouse CD35 mAb
Observações/Apelidos	Cr1; C3DR; CD21; CD35; Cr-1; Cr-2
Espécie	Camundongo
ID do Gene (Humano)	1380
ID do Gene	12902
Imunógeno	Proteína recombinante: proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 21-396 do CD35 de camundongo (NP_001355694.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Camundongo
Peso Molecular da Proteína	113 kDa
Envio	Bolsa de gelo