

Anticorpo Monoclonal De Coelho Pe Anti-Camundongo Cd352/Slamf6 Para Citometria De Fluxo - Q9Et39

Número do item: CM0008512

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado a PE direcionado ao CD352/SLAMF6 (Ly108/NTB-A) de camundongo, validado para citometria de fluxo. Adequado para estudar a sinalização e modulação de células imunes mediadas por receptores da família SLAM em amostras hematopoiéticas de camundongo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho PE anti-Camundongo CD352/SLAMF6
Observações/Apelido	KAL1; NTBA; KAL1b; Ly108; NTB-A; SF2000
Espécie	Camundongo
GeneID (Humano)	114836
GeneID	30925
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 31-235 do CD352/SLAMF6 de camundongo (NP_001334115.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	CF (Citometria de Fluxo)
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	Q9ET39
Peso Proteico	39kDa
Transporte	Saco de Gelo