

Pe Coelho Anti-Mouse Cd366 (Tim-3) Anticorpo Monoclonal Para Citometria De Fluxo - Q8Vim0

Número do item: CM0012169



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com PE contra CD366 (TIM-3) de camundongo, validado para citometria de fluxo. Específico para camundongo, expresso em células Th1, células T CD8+, macrófagos e células dendríticas. Ideal para pesquisa de pontos de verificação imunológica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PE Coelho anti-Mouse CD366 (TIM-3) mAb
Observações/Apelido	Tim3; TIM-3; Timd3
Espécie	Camundongo
GeneID (Humano)	84868
GeneID	171285
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 20-191 do CD366 (TIM-3) de camundongo (NP_599011.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	Q8VIM0
Peso da Proteína	22kDa/31kDa
Envio	Saco com gelo