

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Mouse Cd40 Conjugado Com Pe Para Citometria De Fluxo - P27512

Número do item: CM0009238

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com PE específico para CD40 de camundongo (TNFRSF5, Bp50), validado para citometria de fluxo. Alvo do domínio extracelular (aa 20-189). Ideal para estudos de ativação de células B e sinalização imune.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PE Coelho anti-Mouse CD40 mAb
Apelidos	IGM; p50; Bp50; GP39; IMD3; TRAP; HIGM1; T-BAM; Tnfrsf5
Espécie	Camundongo
ID do Gene (Humano)	958
ID do Gene	21939
Imunógeno	Proteína recombinante / Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 20-189 do CD40 de camundongo (NP_035741.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P27512
Peso da Proteína	32kDa
Envio	Saco com gelo