

Mab Pe De Coelho Anti-CD43 De Camundongo - P15702

Número do item: CM0005509



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com PE direcionado a CD43 (Leucosialina) de camundongo. Validado para citometria de fluxo, adequado para imunofenotipagem, ativação de linfócitos T e estudos de migração em modelos de camundongo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb PE de coelho anti-CD43 de camundongo
Observações/Alias	Cd43; Ly48; Galgp; Ly-48; A630014B01Rik
Espécie	Camundongo
GeneID (Humano)	6693
GeneID	20737
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 20-248 da CD43 de camundongo (NP_033285.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P15702
Peso da Proteína	40 kDa
Entrega	Saco de gelo