


Anticorpo Monoclonal Pe De Coelho Anti-Rato Cd44 Para Fc - P15379

Número do item: CM0009479



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com PE contra CD44 de rato (Ly-24, Pgp-1, HERMES). Validado para citometria de fluxo (FC). Indicado para estudos de adesão celular, migração de linfócitos e ligação a hialuronano.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb PE de coelho anti-rato CD44
Observações/Alias	Ly-24; Pgp-1; HERMES
Espécie	Rato
ID do Gene (Humano)	960
ID do Gene	12505
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 23-176 da proteína CD44 de rato (NP_033981.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Rato
SWISS	P15379
Peso da Proteína	85kDa
Envio	Bolsa de gelo