

Mab Pe De Coelho Anti-Cd45 De Rato Para Fc - P06800

Número do item: CM0009683

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com PE confiável e específico para CD45 de rato (PTPRC, antígeno comum de leucócitos). Otimizado para citometria de fluxo (FC), ideal para imunofenotipagem e obtenção de matérias-primas para diagnósticos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb PE de Coelho anti-CD45 de Rato
Observações/Alias	loc; B220; Cd45; L-CA; Ly-5; T200; CD45R; Lyt-4
Espécie	Rato
GeneID (Humano)	5788
GeneID	19264
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 26-566 do CD45 de rato (NP_001104786.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Rato
SWISS	P06800
Peso da Proteína	130kDa/140kDa/144kDa
Envio	Bolsa de gelo