

Pe Coelho Anti-Mouse Cd45.1 Mab - P06800

Número do item: CM0010531

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com PE contra CD45.1 de camundongo para citometria de fluxo. Reconhece o antígeno comum de leucócitos, uma fosfatase proteica tirosina de tipo receptor C, com reatividade específica para amostras de camundongo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PE Coelho anti-Mouse CD45.1 mAb
Observações/Apelido	loc; B220; Cd45; L-CA; Ly-5; T200; CD45R; Lyt-4
Espécie	Camundongo
ID do Gene (Humano)	5788
ID do Gene	19264
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente aos aminoácidos 311-410 do CD45.1 de camundongo (NP_001104786.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P06800
Peso Proteico	130kDa/140kDa/144kDa
Envio	Saco de gelo