

Pe Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Mouse Cd47 Para Fc - Q61735

Número do item: CM0010063

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com PE contra CD47 (IAP) de camundongo para citometria de fluxo. Validado para amostras de camundongo, visando o antígeno de superfície de leucócitos envolvido na adesão celular e regulação imune. UniProt Q61735.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PE Coelho anti-Mouse CD47 mAb
Observações/Apelido	IAP; Itgp; 9130415E20Rik; B430305P08Rik
Espécie	Camundongo
GeneID (humano)	961
GeneID	16423
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 19-135 do CD47 de camundongo (NP_034711.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	Q61735
Peso da Proteína	35kDa
Envio	Saco com gelo