

Anticorpo Monoclonal Pe Coelho Anti-Camundongo Cd5 Para Fc - P13379

Número do item: CM0011559

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com PE específico para CD5 de camundongo (antígeno Ly-1), validado para citometria de fluxo. Adequado para pesquisa de células T e B1a, tolerância imunológica e estudos de sinalização.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb PE Coelho anti-Camundongo CD5
Observações/Apelido	Ly-1; Ly-A; Ly-12; Lyt-1
Espécie	Camundongo
GeneID (Humano)	921
GeneID	12507
Imunogênio	Proteína recombinante / Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 25-371 do CD5 de camundongo (NP_031676.3).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P13379
Peso Proteico	54kDa
Envio	Saco de gelo