

## Anticorpo Monoclonal Pe Coelho Contra Camundongo Cd50/Icam-3 (Icam-5/Telencefalin) Para Fc - Q60625

Número do item: CM0006018

### introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com PE direcionado a CD50/ICAM-3 (ICAM-5/Telencefalin) de camundongo, validado para citometria de fluxo. Ideal para pesquisas de adesão neuronal e neuroimunologia da CamelBio.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                                  |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | mAb PE coelho anti-camundongo CD50/ICAM-3                                                                                              |
| Observações/Alias   | TLN; CD50; Tlcn; Icam3; ICAM-3; ICAM-5                                                                                                 |
| Espécie             | Camundongo                                                                                                                             |
| GeneID (Humano)     | 7087                                                                                                                                   |
| GeneID (Camundongo) | 15898                                                                                                                                  |
| Imunógeno           | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 32-227 de CD50/ICAM-3 de camundongo (NP_032345.2) |
| Origem              | Coelho                                                                                                                                 |
| Categoria           | Anticorpos Monoclonais                                                                                                                 |
| Aplicação           | FC                                                                                                                                     |
| Reatividade Cruzada | Camundongo                                                                                                                             |
| SWISS               | Q60625                                                                                                                                 |
| Peso da Proteína    | 97kDa                                                                                                                                  |
| Transporte          | Saco de gelo                                                                                                                           |