

Mab Pe Coelho Anti-Cd6 De Camundongo - Q61003

Número do item: CM0004942

introdução

Anticorpo monoclonal PE coelho anti-CD6 de camundongo para citometria de fluxo. Detecta o CD6 murino, um antígeno de linfócitos T envolvido na adesão, coestimulação e imunidade inata. PM: 64/68/72 kDa. Swiss-Prot: Q61003. Ideal para pesquisa em imunologia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb PE coelho anti-CD6 de camundongo
Observações/Alias	Eukaryota; Metazoa; Chordata; Craniata; Vertebrata; Euteleostomi; Mammalia; Eutheria; Euarchontoglires; Glires; Rodentia; Myomorpha; Muroidea; Muridae; Murinae; Mus; Mus
Espécie	Camundongo
GeneID (Humano)	923
GeneID	12511
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 20-155 do CD6 de camundongo (NP_033982.3)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	CF
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	Q61003
Peso da Proteína	64kDa/68kDa/72kDa
Transporte	Saco de gelo