

Anticorpo Monoclonal Pe De Coelho Anti-Cd62E De Camundongo Para Fc - Q00690

Número do item: CM0010851

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com PE contra CD62E de camundongo (E-selectina), validado para citometria de fluxo. Adequado para estudos de imunoadesão e tráfego de leucócitos em modelos murinos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	mAb PE de coelho anti-CD62E de camundongo
Observações/Apelidos	Elam; CD62E; ELAM-1; LECAM2; E-selectina
Espécie	Camundongo
GeneID (humano)	6401
GeneID	20339
Imunógeno	Proteína recombinante correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 22-557 de CD62E de camundongo (NP_035475.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade cruzada	Camundongo
SWISS	Q00690
Peso da proteína	66 kDa
Envio	Bolsa de gelo