

Anticorpo Monoclonal Pe Coelho Anti-Murino Cd62L Para Citometria De Fluxo - P18337

Número do item: CM0009601

introdução

Anticorpo monoclonal PE Coelho anti-Murino CD62L para citometria de fluxo. Reconhece L-selectina (CD62L), validado em amostras de murino. Indicado para estudos de migração linfocítica e rolamento de leucócitos. SWISS: P18337.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb PE Coelho anti-Murino CD62L
Observações/Alias	Lnhrr; CD62L; LAM-1; Ly-22; Lyam1; LECAM1; Ly-m22; Lyam-1; LECAM-1; L-selectina
Espécie	Murino
GeneID (humano)	6402
GeneID	20343
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 39-332 da CD62L de murino (NP_035476.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC (Citometria de Fluxo)
Reatividade Cruzada	Murino
SWISS	P18337
Peso da Proteína	42kDa
Transporte	Bolsa de gelo