

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cd68 De Camundongo Conjugado Com Pe Para Citometria De Fluxo (Intracelular) - P31996

Número do item: CM0012762

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com PE direcionado contra CD68 de camundongo (macrosialina) para aplicações de citometria de fluxo intracelular. Adequado para a marcação de macrófagos e células dendríticas de camundongo. Alta especificidade e sinal PE intenso.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	mAb de coelho anti-CD68 de camundongo conjugado com PE
Observações/alias	Lamp4; gp110; Scard1
Espécie	Camundongo
GeneID (humano)	968
GeneID	12514
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 21-291 de CD68 de camundongo (NP_001277987.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	FC (intra)
Reatividade cruzada	Camundongo
SWISS	P31996
Peso da proteína	35 kDa
Envio	Bolsa de gelo