

Mab Pe Coelho Anti-Cd70 De Rato Para Fc - O55237

Número do item: CM0008570

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com PE direcionado ao CD70 de rato. Validado para citometria de fluxo (FC). Utilizado no estudo da sinalização CD70-CD27 na ativação de células T e vigilância imunológica de células B.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb PE coelho anti-CD70 de rato
Observações/Apelido	Cd27l; CD27LG; Tnfsf7; Tnlg8a
Espécie	Rato
GeneID (Humano)	970
GeneID	21948
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 47-195 do CD70 de rato (NP_035747.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Rato
SWISS	O55237
Peso da Proteína	22 kDa
Transporte	Bolsa de gelo