

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cd79B De Camundongo Conjugado Com Pe Para Fc - P15530

Número do item: CM0010048



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com PE direcionado contra CD79b de camundongo (B29, Ig-beta, glicoproteína específica de células B B29), validado para aplicações de citometria de fluxo (FC). Ideal para o estudo da sinalização do receptor de células B e da imunidade adaptativa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	mAb de coelho anti-CD79b de camundongo conjugado com PE
Observações/alias	B29; Igb; Igbeta; Ig-beta
Espécie	Camundongo
GeneID (humano)	974
GeneID	15985
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 26-158 de CD79b de camundongo (NP_032365.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade cruzada	Camundongo
SWISS	P15530
Peso da proteína	25 kDa
Envio	Bolsa de gelo