

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cd80 De Camundongo Conjugado Com Pe Para Fc - Q00609

Número do item: CM0009522



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com PE direcionado contra CD80 de camundongo, uma molécula coestimuladora essencial das células T. Validado para citometria de fluxo, ideal para pesquisas em imunologia e desenvolvimento de ensaios diagnósticos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	Anticorpo monoclonal de coelho anti-CD80 de camundongo conjugado com PE
Observações/Alcunhas	B71; Ly53; TSA1; Cd28I; Ly-53; MIC17
Espécie	Camundongo
GeneID (Humano)	941
GeneID	12519
Imunógeno	Proteína recombinante (proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 38-245 de CD80 de camundongo, NP_033985.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade cruzada	Camundongo
SWISS	Q00609
Peso da proteína	34 kDa
Envio	Bolsa de gelo