

Anticorpo Monoclonal Pe Coelho Anti-Murin Cd82 Para Citometria De Fluxo - P40237

Número do item: CM0004410

introdução

Anticorpo monoclonal coelho anti-murin CD82 conjugado com PE para citometria de fluxo. Reconhece o CD82 murino, uma tetraspanina envolvida na regulação imunológica, adesão e angiogênese. Adequado para análise de esplenócitos e células renais de camundongo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb PE Coelho anti-Murin CD82
Observações/Alias	C33; IA4; Kai1; Tspan27
Espécie	Camundongo
GeneID (humano)	3732
GeneID	12521
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-266 do CD82 murino (NP_001258390.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P40237
Peso Proteico	30kDa
Envio	Bolsa de gelo