

Anticorpo Monoclonal De Coelho Pe Anti-Cd83 De Camundongo Para Citometria De Fluxo - O88324

Número do item: CM0010173

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com PE direcionado ao CD83 de camundongo, validado para citometria de fluxo (FC). Ideal para pesquisa de células imunes, estudos de células dendríticas e linfócitos, e investigações de modulação da resposta imune.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho PE Anti-CD83 de Camundongo (mAb)
Observações/Apelido	mCD83
Espécie	Camundongo
GeneID (Humano)	9308
GeneID	12522
Imunogênio	Proteína recombinante: Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 22-133 do CD83 de camundongo (NP_033986.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC (Citometria de Fluxo)
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	O88324
Peso Proteico	21KDa
Envio	Em saco de gelo