

Mab Pe De Coelho Anti-Cd84 De Camundongo - Q18Pi6

Número do item: CM0009651

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com PE direcionado ao CD84 (SLAMF5) de camundongo para citometria de fluxo. Ideal para estudos de receptores da família SLAM, imunidade adaptativa e função de células NK/T.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb PE de coelho anti-CD84 de camundongo
Observações/Apelido	CDw84; SLAMF5; A130013D22Rik
Espécie	Camundongo
GeneID (Humano)	8832
GeneID	12523
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 22-221 do CD84 de camundongo (NP_038517.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	Q18PI6
Peso da Proteína	37kDa
Transporte	Bolsa de gelo