

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cd86 De Camundongo Conjugado A Pe - P42082

Número do item: CM0010055

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado a PE contra CD86 de camundongo, validado para citometria de fluxo. Adequado para estudos de ativação de células T e vias de coestimulação.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo monoclonal de Coelho anti-CD86 de Camundongo conjugado a PE
Observações/Apêndice	B7; B70; MB7; B7-2; B7.2; CLS1; Ly58; ETC-1; Ly-58; MB7-2; Cd28I2; TS/A-2; CD86
Espécie	Camundongo
ID do Gene (Humano)	942
ID do Gene	12524
Imunógeno	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	CF
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P42082
Peso Proteico	35 kDa
Envio	Saco de gelo