


Pe Coelho Anti-Mouse Cd87 Mab Para Fc - P35456

Número do item: CM0004148



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com PE contra CD87 de camundongo (uPAR) para citometria de fluxo (FC). Validado para amostras de camundongo, atinge o recetor de uroquinase envolvido na ativação do plasminogénio e na migração celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PE Coelho anti-Mouse CD87 mAb
Observações/Pseudônimo	Cd87; uPAR; u-PAR
Espécie	Camundongo
GeneID (humano)	5329
GeneID	18793
Imunogénio	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 24-297 do CD87 de camundongo (NP_035243.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P35456
Peso Proteico	24kDa/35kDa
Envio	Saco de gelo