

Pe Coelho Anti-Mouse Cd88/C5Ar Anticorpo Monoclonal Para Citometria De Fluxo - P30993

Número do item: CM0009528



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com PE direcionado ao CD88/C5aR de camundongo, validado para citometria de fluxo (FC). Reage com camundongo, peso proteico previsto de 39 kDa. Adequado para pesquisas de imunologia e inflamação.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PE Coelho anti-Mouse CD88/C5aR mAb
Observações/Apelido	C5aR; C5r1; Cd88; D7Msu1
Espécie	Camundongo
GeneID (Humano)	728
GeneID (Camundongo)	12273
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-37 do CD88/C5aR de camundongo (NP_031603.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P30993
Peso da Proteína	39kDa
Envio	Saco com gelo