


Anticorpo Monoclonal Pe Coelho Anti-Murino Cd8A Para Citometria De Fluxo - P01731

Número do item: CM0009167



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com PE que reconhece especificamente CD8a murino, o coreceptor de MHC classe I. Validado para citometria de fluxo, permitindo a detecção de linfócitos T citotóxicos e células NK em pesquisas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb PE Coelho anti-Murino CD8a
Observações/Apelido	Ly-2; Ly-B; Ly-35; Lyt-2
Espécie	Murino
GeneID (Humano)	925
GeneID	12525
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 28-196 de CD8a murino (NP_001074579.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Murino
SWISS	P01731
Peso da Proteína	27kDa
Envio	Bolsa de gelo