

Anticorpo Monoclonal De Coelho Pe Anti-Camundongo Cd90.2 Para Citometria De Fluxo - P01831

Número do item: CM0010641

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com PE direcionado ao CD90.2 (Thy-1) de camundongo para citometria de fluxo. Adequado para amostras de camundongo; auxilia em estudos de imunofenotipagem e interações célula-célula.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Ac. Monoclonal de Coelho PE Anti-Camundongo CD90.2
Observações/Apelido	T25; CD90; Thy-1; Thy1.1; Thy1.2; Thy-1.2
Espécie	Camundongo
ID do Gene (Humano)	7070
ID do Gene	21838
Imunógeno	Proteína recombinante de CD90.2 de camundongo
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	CF
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P01831
Peso da Proteína	18kDa
Envio	Em bolsa de gelo