


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Mouse Cd95/Fas Conjugado A Pe - P25446

Número do item: CM0012195



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado a PE contra o CD95/FAS de camundongo para citometria de fluxo. Reconhece o membro 6 da superfamília do receptor do fator de necrose tumoral de camundongo (SWISS P25446); adequado para pesquisa de apoptose.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo monoclonal de Coelho anti-Mouse CD95/FAS conjugado a PE
Observações/Apelido	lpr; APO1; APT1; CD95; TNFR6; Tnfrsf6
Espécie	Camundongo
ID do Gene (Humano)	355
ID do Gene	14102
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 22-169 do CD95/FAS de camundongo (NP_032013.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	CF (Citometria de Fluxo)
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P25446
Peso Proteico	37 KDa
Envio	Em saco de gelo